

CENTRAL DE INFORMES

Manual de uso TASY EMR



DICIEMBRE DE 2022

HOSPITAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS
AGIMED SRL



MANUAL DE USO TASY HTML

Fecha: Dic. 2022


Cargo:


Central de Informes


Contenido


Central de Informes.....	2
Cancelar interpretación.....	5

Central de Informes

 Ingresar a la función “Central de Informes”:




 En la pantalla principal veremos la información según los filtros aplicados, en las distintas columnas tendremos los datos del examen, estados, nombres de pacientes, etc.:




The screenshot shows the 'Central de Informes' interface in the TASY system. The top navigation bar includes the TASY logo, the current page title 'Central de Informes', and the user's name 'Josefina Centeno'. Below the navigation bar, there is a 'Lista de trab...' section with a filter for 'Aprobación d...'. The main area displays a table of exams with columns for 'Descripción estatus', 'Urgencia atención', 'Paciente', 'Situación del procedim...', 'Examen', 'Con audio', 'Transferido', and 'Clasificación...'. The table shows two rows of exams, both with a status of 'Ejecutado'. The first row is for 'Juan Carlos Gomez' with the exam 'HNAP-Electrocardiograma'. The second row is for 'Alan Buddy' with the exam 'Rx Brazo (PI)'. Below the table, there is a 'Mostrar leyendas' section and a summary table. The summary table shows the following data:


Total	
Generado	0
1ª Aprobación	0
2ª Aprobación	0
Con audio	0
Encaminado 2ª Aprobación	0

At the bottom of the interface, there is a footer with the text 'Philips Clinical Informatics Aviso de Privacidad y Términos de Uso', 'Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas', 'WTASY 1.07820.06', and '30 dic. 2022 11:26 UTC (-03:00)'.


 Para realizar el informe hacer click con el botón derecho del ratón sobre el paciente deseado y seleccionar la opción según corresponda, en el caso del ejemplo veremos todas las disponibles, esto dependerá del tipo de usuario que este logueado (residente, jefe de servicio, etc.) y si le corresponde o no realizar la firma de la interpretación o solo debe escribir y enviar a su aprobación:




Los procedimientos están vinculados a una plantilla de texto la cual se cargará automáticamente al levantar el informe, esta plantilla es editable y trabaja con macros (registros con @), los macros nos devuelven información pre establecida en el sistema como por ejemplo: nombre del paciente, número de historia clínica, etc.




El sistema nos permite insertar todo tipo de texto o frase pre cargada por la institución para facilitar la confección del informe, para ello hacer click en "Insertar" y seleccionar la opción deseada:



Los informes se pueden guardar para luego continuar editando, una vez que se finaliza con el informe se debe firmar la interpretación y liberar, según el servicio algunos contarán con una instancia intermedia en donde se requiera la aprobación de otro profesional de dicho informe antes de ser liberado:



Una vez firmada y liberada cambiara le estado en la lista de trabajo:




The screenshot shows the 'Central de Informes' interface in the TASY system. At the top, there's a navigation bar with the TASY logo and the user 'Josefina Centeno'. Below that, a filter bar allows selecting dates and other criteria. The main area displays a table of exams with columns for description, patient name, exam name, and status. Two exams are listed: 'Interpretación liberada' for Juan Carlos Gomez (HNAP-Electrocardiograma) and 'Interpretación en digitaci...' for Alan Buddy (Rx Brazo (PI)). A summary table at the bottom shows the total number of generated, approved, and pending exams.

Total			
Generado:	2	Con audio:	0
1ª Aprobación:	1	Encaminado 2ª Aprobación:	0
2ª Aprobación:	1		

Cancelar interpretación

- Hacer click con el botón derecho del ratón sobre la interpretación que se desea cancelar, seleccionar la opción "Cancelar Aprobación":



This screenshot shows the same interface as above, but with a right-click context menu open over the 'Interpretación liberada' exam. The menu options are 'Ejecutar', 'Definir', 'Visualizar', 'Imprimir', and 'Cancelar'. The 'Cancelar' option is highlighted with a red box, and a yellow 'Aprobación' button is visible next to it.