

MODELO DE CARGA GRECERT TRIQUINELOSIS. LABORATORIOS PERTENECIENTES A ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS.

Coordinación de la Red Nacional de Laboratorios.

Resolución 1446/2024

La Carga de Resultados será **por pool/análisis** en caso que los resultados sea **NO DETECTADO** y en caso que exista un resultado **positivo** deberán cargar los resultados **por animal**.

En primera instancia el laboratorio a través de CUIT y CLAVE FISCAL del titular del Laboratorio o en representación del mismo debe Adherir e ingresar al servicio “[SIGLAB - Gestión de Resultados y Certificados \(GRECERT\)](#)”

Pasos a Seguir:

Ingresando al mismo en la sección **Gestión de Resultados**, seleccionan la opción **Ingresar resultados de ALIMENTOS**.



The screenshot shows the SIGLAB interface with the following details:

- Header:** senasa SERVICIO NACIONAL DE SALUD Y CALIDAD ALIMENTARIA
- Navigation Bar:** Configuraciones, Gestion Resultados (highlighted), Pagos, Mantenimiento
- AMBITO ADMINISTRATIVO:** AMBITO ADMINISTRATIVO
- Información:** # Total de Laboratorios: [redacted]
- Table:** Shows a single row with # S627.
- Dropdown Menu (Gestion Resultados):**
 - Autorizar Anulación
 - Autorizar Resultados
 - Consultar Informes de Ensayo
 - Exportar Datos de Actas
 - Importar Resultados
 - Ingresar resultados de Alimentos** (highlighted with a red box)
 - Ingresar resultados de Diagnóstico
 - Ingresar resultados de Residuos CREHA Animal
 - Recepción de Acta
 - Reportes de Resultados
- Date:** 14/04/2025

Los primeros datos a cargar son el **Número de Informe** que será un número de registro propio del laboratorio, como **Tipo de Documento** seleccionarán “NRO AUTORIZACIÓN FAENA + TROPA” y en **número de Documento** ingresarán el mismo separado por la barra “/”, a modo de ejemplo puede ser 234444(que sería el nro de faena) / 1201 (el número de la Tropa).

Nuevo Informe de Ensayo

Advertencia! El Acta de Toma de Muestra no está digitalizada, deberá completar los datos manualmente.

X

Número Informe (*)	1234 (NRO DE INFORME PROPIO DEL LABO)	Laboratorio (*)	LA0001
		Ver Detalle	
Tipo Documento #1 (*)	NRO AUTORIZACIÓN FAENA + TROPA	Numero Documento #1 (*)	234444/1201
			

Les aparecerá un cartel indicando que el Acta de Toma de muestras no está digitalizada, y continuará con la carga de datos.

En **Motivo** seleccionaran “ANÁLISIS DE RUTINA” y como **Responsable** de la toma de muestra el veterinario oficial de su establecimiento.

Motivo (*)	ANALISIS DE RUTINA
Responsable de toma de muestra	VETERINARIO ACREDITADO DEL ESTABLECIMIENTO

Luego seleccionan el título Lugar de Toma de Muestra y le desplegará dos campos para cargar ya sea por **establecimiento o por número de Renspa**.

Lugar de Toma de Muestra

RENSPA/RENAPA	Seleccionar			
Establecimiento (*)		01.105.0.00509		

Más adelante seleccionarán el título Origen de las Muestras y allí ingresarán la **Cantidad** de animales de la tropa y en el cuadro de al lado nuevamente el **Número** de tropa

Datos de producción y tamaño del lote



Cantidad	150
<input checked="" type="radio"/> De animales	
<input type="radio"/> De unidades	
De....	
Cant. Unidades	
▼	
Número(l)	1201
<input type="radio"/> Lote	
<input type="radio"/> De serie	
<input checked="" type="radio"/> De tropa	
Otros	

Seleccionan **Guardar**, y luego **Cargar Muestra**

El paso siguiente es cargar los resultados analíticos de la muestra. Para ello, sobre Datos de la Muestra para ingresar como mínimo los datos que les aparece enmarcados en rojo.

Fecha de Toma y de Recepción de la muestra, que en este caso coincidirán.

Como **Producto** seleccionar INTERCOSTAL – LENGUA – DIAFRAGMA

en **Precinto ML (*)** deben ingresar un guion “-”, ya que no aplica para el análisis.

Tamaño de la muestra será cuantos Gr se tomó por animal

Cantidad de muestras : En este caso si los resultados son **NO DETECTADO** la cantidad va a ser **los poolés/análisis realizados por la tropa**, pero si es **Positivo** se carga la **Cantidad de Animales**.

Datos Muestra

Fecha de toma muestra (*)	07/04/2025	<input type="button" value=""/>	Fecha de recepción (*)	07/04/2025	<input type="button" value=""/>
Fecha de elaboración		<input type="button" value=""/>	Fecha de vencimiento		<input type="button" value=""/>
Producto (*)	INTERCOSTAL - LENGUA - DIAFRAGMA				
Ver Detalle <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>					
Precinto ML (*)	<input type="text" value="."/>				
Observación del Producto	<input type="text"/>				
Precinto CM1	<input type="text"/>				
Precinto CM2	<input type="text"/>				
Marca	<input type="text"/> <input type="button" value=""/> Presentación				
Tipo de proceso	<input type="text"/>				
Tamaño de la muestra (*)	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value=""/>	Unidad De Medida (*)	<input type="text" value="gr"/>	<input type="button" value=""/>
Cantidad de muestras (*)	<input type="text" value="3"/>	<input type="button" value=""/>	Unidad De Medida (*)	<input type="text" value="POOL"/>	<input type="button" value=""/>

Luego se selecciona en el ícono “+” de Nuevo Análisis y se cargan los resultados del mismo

Análisis

Observaciones										
Fecha de inicio del análisis	08/04/2025	<input type="button" value=""/>	Fecha de conclusión del análisis (*)	08/04/2025	<input type="button" value=""/>					
Matriz (*)	CARNES									
Rubro (*)	ANÁLISIS DE TRIQUINELOSIS									
PAE (*)	TRIQUINELOSIS	<input type="button" value=""/>	Método por Rubro (*)	DIGESTIÓN ARTIFICIAL					<input type="button" value=""/>	
Cantidad	3	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	Resultado único						
#	Identificación	Resultado Letra	Resultado Número	Unidad De Medida	Incertidumbre	REC %	Límite detección		Observación	Archivo adjunto
1	POOL 1	NO DETECTADO	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/> Examinar... No se seleccionó un archivo.
2	POOL 2	NO DETECTADO	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/> Examinar... No se seleccionó un archivo.
3	POOL 3	NO DETECTADO	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/> Examinar... No se seleccionó un archivo.

** El Pool se puede repetir en más de una tropa ingresando la misma identificación.

En Caso se haber un **Positivo**, se cargar el resultado de todos los animales de la tropa con el objetivo de identificar el positivo

Tamaño de la muestra (*)	5	Unidad De Medida (*)	gr
Cantidad de muestras (*)	150	Unidad De Medida (*)	U.

Observaciones	EL ANIMAL IDENTIFICADO COMO NRO 4 DIO POSITIVO				
Fecha de inicio del análisis	08/04/2025	<input type="button" value=""/>	Fecha de conclusión del análisis (*)	08/04/2025	<input type="button" value=""/>
Matriz (*)	CARNES				
Rubro (*)	ANÁLISIS DE TRIQUINELOSIS				
PAE (*)	TRIQUINELOSIS	Método por Rubro (*)	DIGESTIÓN ARTIFICIAL		
Cantidad	150	<input type="checkbox"/> Resultado único			

#	Identificación	Resultado Letra	Resultado Número	Unidad De Medida	Incertidumbre	REC %	Límite detección	Ob
1	ANIMAL 1	NO DETECTADO						
2	ANIMAL 2	NO DETECTADO						
3	ANIMAL 3	NO DETECTADO						
4	ANIMAL 4	POSITIVO	3	n° de larv			1 (nº de larvas/g de muestra)	
5	ANIMAL 5	NO DETECTADO						

Finalmente se selecciona el título **Conclusión** y se carga la misma para dar por finalizada la carga

Conclusion	
Conclusion	
Conclusion pre-cargadas	Seleccionar
LOS RESULTADOS DE LA TROPA 1201 DIERON NO DETECTADO	

Finalizada la Carga visualizarán su informe de Resultado en estado PENDIENTE DE CARGA, deben **seleccionarlo** y cliquear en **Requerir Autorización**, y el mismo pasará a estado PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN por unos segundos para luego refrescar y quedar como AUTORIZADO concluyendo el trámite. Si el laboratorio desea imprimir el Informe puede seleccionar el ícono de la Impresora y el estado del informe pasa a EMITIDO.

Exito! Cantidad de Tramites Autorizados : 1(123444444)

Consultar Informes de Ensayo

Nro. Oficial/RENSPA	Nombre Establecimiento	
Nro. de Informe	Nº Acta	Estado
Fecha carga Desde 08/04/2025	Fecha carga Hasta	

Cantidad de tramites seleccionadas : 1

Requerir Autorización **Imprimir** **Solicitar Anulación** **Cancelar**

Número	Fecha	Laboratorio	Nro. Oficial	RENSPA	Establecimiento	Unidad Productiva	Estado	Nº Acta	Seleccionar
123444444	09/04/2025 16:56	LA0001	01.105.0.00509		MARTINEZ - SENASA		AUTORIZADO	234444/1201	<input checked="" type="checkbox"/>

Por último, si hubiese un error, el Laboratorio puede seleccionar el ícono de la cruz “X” para solicitar la anulación del informe. Al autorizarse la anulación se le volverá a estado PENDIENTE DE CARGA lo que le permitirá hacer modificaciones en el informe.